

comparativo

entre os sistemas de aquisição imagem

diversas opções para diferentes aplicações

fotodocumentadores

densitômetros



APLICAÇÕES	L-PIX STI	L-PIX EX	L-PIX TOUCH	L-PIX CHEMI EXPRESS	L-PIX CHEMI
Géis fluorescentes (DNA/ RNA)	○○○	○○○	○○○	-	○○
Quimioluminescência (Western Blots)	-	-	-	○○○	○○○
Géis colorimétricos (Nitrato de Prata, Coomassie Blue)	○ necessário placa branca, opcional	○ necessário placa branca, opcional	○ necessário placa branca, opcional	-	○
Multiplex fluorescente (membrana)	-	-	-	○○○ necessário módulo multiplex, opcional	○○○ necessário módulo multiplex, opcional
Blots colorimétricos	-	○	○	○○	○
Autorradiografias	-	-	-	-	-
GFP (macro)	-	○○ necessário módulo GFP, opcional	-	-	○○○ necessário módulo GFP, opcional
Placas de colônias de bactérias	-	○○ necessário placa branca, opcional	○○ necessário placa branca, opcional	-	○○ necessário placa branca, opcional
TLC	-	○○○ necessário módulo TLC, opcional	-	-	○○○ necessário módulo TLC, opcional

DS-5000	DS-6000
-	-
○○○	○○○
○○○	○○○
○○○	○○○
-	-
○○○	○○○
-	-

○ bom ○○ ótimo ○○○ o melhor pra tal aplicação - não se aplica