

# Lançamento

## Kit Viral MVXA-FAST

Como resultado de nossa política de aprimoramento constante de produto e P&D, é com grande satisfação que anunciamos a versão aprimorada do já consagrado kit para extração de DNA e RNA viral Extracta kit (ref: MVXA-P016 e MVXA-P096).

Trata-se de uma nova versão com o mesmo nome, recebendo agora o sufixo **FAST** (ref: **MVXA-P016 FAST** e **MVXA-P096 FAST**). Grandes ganhos são obtidos em relação ao seu antecessor:

- Redução expressiva do tempo da extração
- Redução no volume de amostra
- Aumento da sensibilidade

Estas melhorias foram inspiradas nas necessidades de nossos clientes atuantes no diagnóstico do COVID. Extensas validações foram realizadas em laboratórios de referência e excelência, sendo mencionadas em importantes artigos científicos de renomadas instituições.

### Quadro comparativo

	MVXA	MVXA FAST
<b>Tempo Total</b>	38 min	29 min
<b>Volume de eluição</b>	80ul	50ul RNA mais concentrado!
<b>Volume de amostra</b>	300ul	100ul

Para migrar da versão standard (atual) para a sucessora FAST, algumas intervenções são necessárias e nosso time está pronto para auxiliar neste processo:

**Extracta-32:** Necessário atualização do programa, independentemente da data de seu equipamento.

**Extracta-96:** Para os clientes que possuem o equipamento EXTRACTA 96, será necessário a realização de uma adaptação antes ao início da utilização do novo kit e, portanto, solicitamos que entrem em contato com um dos assessores científicos da Loccus do Brasil. Para novos clientes Extracta 96 o equipamento está apto para uso, na versão de fábrica.

**Nota importante:** A versão standard será descontinuada em definitivo a partir de **01/12/2020**. Dessa forma, é imprescindível que a homologação da versão **FAST** seja planejada o quanto antes, evitando assim possíveis lapsos na rotina.

**Luana Nascimento**  
suporte@loccus.com.br  
(11) 99734-8684

**Yuri Nakau**  
suporte2@loccus.com.br  
(11) 94340-4374

R. Santa Mônica, 820  
Prq. Industrial San José  
Cotia - SP | 06715-865  
11 5514-3290

[www.loccus.com.br](http://www.loccus.com.br)

