

# comparativo

entre os sistemas de aquisição imagem

## diversas opções para diferentes aplicações

Diversas opções de iluminação, comprimentos de onda, dimensões de filtro e tipos de aplicação. Todos os sistemas apresentam garantia de 2 anos, software e manual de instruções em português.

### FOTODOCUMENTADORES



L-PIX STI



L-PIX EX



L-PIX TOUCH



L-PIX CHEMI EXPRESS



L-PIX CHEMI

### DENSITÔMETROS



DS-5000



DS-6000

Aplicações	L-PIX STI	L-PIX EX	L-PIX TOUCH	L-PIX CHEMI EXPRESS	L-PIX CHEMI	DS-5000	DS-6000
Géis fluorescentes (DNA/ RNA)	○○○	○○○	○○○	-	○○	-	-
Quimioluminescência (Western Blots)	-	-	-	○○○	○○○	-	-
Géis colorimétricos (Nitrato de Prata, Coomassie Blue)	○ necessário placa branca*	○ necessário placa branca*	○ necessário placa branca*	-	○	○○○	○○○
Multiplex fluorescente (membrana)	-	-	-	○○○ necessário módulo multiplex*	○○○ necessário módulo multiplex*	-	-
Blots colorimétricos	-	○	○	○○	○	○○○	○○○
Autorradiografias	-	-	-	-	-	○○○	○○○
GFP (macro)	-	○○ necessário módulo GFP*	-	-	○○○ necessário módulo GFP*	-	-
Placas de colônias de bactérias	-	○○ necessário placa branca*	○○ necessário placa branca*	-	○○ necessário placa branca	○○○	○○○
TLC	-	○○○ necessário módulo TLC*	-	-	-	-	-

○ bom ○○ ótimo ○○○ o melhor para tal aplicação - não se aplica  
\* Acessório opcional não incluso